


Cosmetiek

Comfort

Controle



Radix®



Wilmer®



UTX®



De producten van Ambroise® zijn ontworpen vanuit de 3C filosofie. Deze ontwerpfilosofie stelt dat een goede prothese of orthese moet voldoen aan tenminste drie belangrijke kenmerken: goede Cosmetiek, maximaal Comfort en optimale Controle door de gebruiker. De Genux® OA voldoet aan deze filosofie, net als de Radix® en de UTX®. Ook de lijn van Wilmer® orthesen is volgens deze filosofie ontworpen. De gebruiker van de producten van Ambroise wordt hiermee centraal gesteld.

Ambroise

that fits your body dat past bij je lichaam

De Genux® OA



Ambroise

that fits your body dat past bij je lichaam

Redressie



Genua valga of vara worden met de traploze instelbaarheid van de Genux[®] OA tot het optimum gecorrigeerd. Door de stijve opbouw van het Genux[®] OA frame is nauwkeurig corrigeren mogelijk. Hierdoor wordt het arthrotisch compartiment ontlast en vermindert de pijn in de knie.

Indicatiestelling:
De Genux[®] OA is bedoeld voor unilaterale compartimentsarthrose welke heeft geleid tot valgus- of varusinstabiliteit.


Extensiestop



De traploos instelbare extensiestop van de Genux[®] OA voorkomt dat bij elke stap de vaak pijnlijke slotextensie van de knie wordt bereikt. Tevens is de extensiestop te gebruiken bij hyperextensies.

Indicatiestelling:
Pijn in de knie ten gevolge van osteo arthrose. Voor de Genux[®] OA is spierkracht van de quadriceps van ≥ 4 MRC nodig. Tevens is de Genux[®] OA te gebruiken bij hyperextensies $\leq 20^\circ$.

Comfort



Met de nieuwe snelsluitingen van de Genux[®] OA is aan- en uittrekken nog eenvoudiger geworden. De slanke clips zijn eenvoudig aan te brengen en spannen de banden precies op de juiste wijze.

Indicatiestelling:
De Genux[®] OA is bilateraal te gebruiken bij gonarthrose voor zowel valgus- als varusinstabiliteit.

Zakt niet af



Door huidmigratie toe te laten onder de Genux[®] OA en het gebruik van slechts één ophangband, behoort afzakken definitief tot de verleden tijd, zelfs bij de meest conisch gevormde benen.

Indicatiestelling:
Voorzichtigheid bij verminderde doorbloeding en overgevoeligheid voor druk is geboden.

Te verkrijgen in de kleuren zwart en beige.